

SOLO DX 2405 OXÍMETRO DE PULSO



O **DX 2405** é um monitor de Oximetria de Pulso, cuja versatilidade e robustez permitem o seu uso nos mais diversos ambientes clínicos e hospitalares.

Sua operação por meio de menus e ícones é simples e intuitiva.

Possui ampla linha de acessórios, que possibilitam sua utilização em pacientes neonatos, infantis e adultos, seja qual for a situação em que se encontrem.

Agrega ainda a eficiência e confiabilidade dos sistemas de monitoração da linha **SOLO**.

Principais características:

Oximetria - sistema OXIPLETH, fornecendo saturação de oxigênio no sangue, curva ple-tismográfica e frequência cardíaca.

Alarmes - sinalização visual e sonora, sendo possível a configuração automática e/ou manual de seus limites.

Bateria Interna - garante a continuidade da monitoração em caso de falta de energia ou durante o transporte.

Integração - possui interface que permite a transferência de dados para computadores e outros equipamentos.

Histórico - permite a monitoração das condições do paciente, de forma gráfica, por meio da tendência das últimas 24 horas.

Especificações gerais:

Dimensões

84 x 229 x 203 mm (alt x larg x prof)

Peso

3,30 kg (sem acessórios)

Alimentação

Rede Elétrica: 100/240 VCA, selecionável

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 30 VA

Visor

Tipo: monocromático de catodo frio

Tamanho do visor: 31 x 127 mm (alt x larg)

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA.

Manaus - AM - Av. Rodrigo Otávio, 1111 - Japiim - 69077-000

Porto Alegre - RS - Av. Cristóvão Colombo, 1636 - 90560-001

São Paulo - SP - R. Eng. Francisco Pitta Brito, 703 - 04753-080

Tel. 11 5548-4155 - Fax 11 5548-4883

www.dixtal.com.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

